

Pepita 2in1 Rehabilitációs kerékpár kar- és lábedzéshez


Használati utasítás




Ez a rehabilitációs kerékpár egy olyan kompakt szobakerékpár, amely kényelmesen elfér bárhol, ha nem használja.

Használja rendszeresen a vérkeringés serkentésére és az izomerő növelésére: nagyszerű módja annak, hogy élvezze a mérsékelt kardiovaszkuláris edzést. Helyezze egy asztalra, hogy erősítse a karját, vagy a padlóra, hogy élvezze a kerékpáros gyakorlatot akár egy székből.


Monitor funkciók




Vegye ki a képernyőegységet a foglalatából.



A képernyőegység hátulján emelje fel az akkumulátorfüleket, és csúsztassa ki az akkumulátort.




Helyezzen be egy új 1,5 V-os AG13 elemet, pozitív oldalával lefelé, és zárja le a füleket.




Helyezze vissza a képernyőegységet a foglalatába.

Egyszerű beállítás két lépésben!




Erősen húzza meg a gyűrűt a keret lábának csatlakozásánál.



Húzza ki a lábat, amíg a helyére nem kattann; ismételje meg a másik lábával is.

Kijelző funkciók


A kijelző bekapcsolásához nyomja meg egyszer a piros gombot, vagy kezdje el a pedálozást. A kijelző 4 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol. A kijelző minden funkciója aktiválódik, amint elkezd pedálozni, és megáll. A közöttük való váltáshoz nyomja meg a piros gombot, amíg a nyíl a kívánt funkcióra nem mutat.




Elvégzett tekerések száma.



Edzés időtartama.



Becsült elégetett kalória.



Percenkénti fordulatszám.



Funkció váltás.