

KOMPRESSZOROS INHALÁTOR

Használati útmutató
Modell: Sanity Alergia Stop Inhaler



Olvassa el figyelmesen az utasításokat az eszköz használata előtt

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés
2. Termékazonosító adatok
3. A kézikönyvben és a képen használt szimbólumok
4. Termék figyelmeztetések
5. Működési óvintézkedések
6. Tárolási óvintézkedések
7. Tisztítás figyelmeztetések
8. A kompresszor működését nebulizálja
9. Tisztítás
10. Öblítés (minden kezelés után)
11. Fertőtlenítőszer
12. A kompresszor tisztítása
13. Szűrőcsere
14. Szavatosság
15. Műszaki adatok

BEVEZETÉS

Alergia STOP Inhalátor egy orvosi eszköz, amelyet inhalációs terápiákra terveztek az egész család számára. Ez a termék allergiák és egyéb légúti rendellenességek sikeres kezelésére fejlesztett ki. Olyan levegőáramot hoz létre, amely átjárja a tiszta csövet a porlasztóba.

Amikor a levegő bejut a porlasztóba, az előírt gyógyszert aeroszolos ködé alakítja a könnyű belégzés érdekében. A kompresszoros porlasztót egy engedélyezett orvos és / vagy légzőterápia felügyelete mellett kell használni. Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el ezt az útmutatót, hogy megtudja a termék jellemzőit.

A megfelelő gondozás és használat révén sokéves megbízható kezelést biztosít.

A Sanity

A Sanity® már 20 éve jelen van a lengyel piacon, mint minőségi és funkcionális gyógyászati termékek márkája, amely segíti az egészségre való visszatérést, a mindennapi egészségmegelőzést és az egész család gondozását. A Sanity's® termékportfólió széleskörű orvosi eszközöket és tartozékokat tartalmaz az alapvető diagnosztikai vizsgálatok, az ENT és a rehabilitációs eljárások végrehajtásához, valamint a napi testápolás és a felnőttek és a gyermekek egészségének és higiéniájának ellátásához nyújtott kezelések.

A Sanity's® termékeket a kiváló minőségű és praktikus, felhasználóbarát megoldások jellemzik.

Termékeink megfelelnek a legszigorúbb biztonsági előírásoknak, sikeresen teljesítették a klinikai teszteket, és megkapták a megfelelő tanúsítványokat, amelyek igazolják az EU szabványoknak való megfelelést.

Az értékeink



A **szeretet** az emberiségünk alapja. Az életben meghúzz, és azt eredményezi, hogy jobbá válunk.



Az **ápolást** érzéseink és érzékenységünk befolyásolja. A közeli emberek gondozása irányítja tevékenységünket, és megváltoztatja a hétköznapi tárgyakat.



A **segítség** a szerelem és a gondozás jele. Ez magában foglalja az összes, még a legkisebb feladatot is, amelyet a másik személy számára teljesítünk, minden helyzetben törődünk velük.

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK



A KÉZIKÖNYVBEN ÉS A KÉPBN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

Szimbólumok	Azt jelenti	Szimbólumok	Azt jelenti
	Szimbólum "TYPE BF ALKALMAZOTT RÉSZEKRE"		Az áramütés elleni védelem - II. Védelmi osztály
	Kikapcsol		Tartsd szárazon
	Bekapcsol		Figyelmesen olvassa el az utasításokat az eszköz használata előtt
	Váltakozó áram		Fontos biztonsági utasítások
	Gyártó		Sorozatszám
 Szimbólum a "Megfelelően az MDD 93/42 / EEC követelményekre"			
	Szimbólum "Környezetvédelem - A háztartási hulladékkal nem szabad eldobni az elektromos termékeket. Kérjük, újrahasznosítsd, hol vannak a létesítmények. Az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon helyi hatóságához vagy kiskereskedőjéhez.		

TERMÉK FIGYELMEZTETÉSEK

Megjegyzés: Használat előtt alaposan olvassa el az összes utasítást.

Az alábbi alapvető óvintézkedésekre van szükség az elektromos termék használata során.

Vigyázat! Ha figyelmen kívül hagyja az összes óvintézkedést, személyi sérülést vagy felszerelést okozhat.

- Az áramütés elkerülése érdekében:
 - Tartsa távol a készüléket a víztől.
 - Ne merítse a tápkábelt vagy a készüléket folyadékba.
 - Ne használjon fürdés közben.
 - Ne nyúljon olyan egységhez, amely vízbe esett
 - azonnal húzza ki a készüléket.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha sérült részei vannak (beleértve a tápkábelt is), ha leeresztették vagy vízbe merültek. Azonnal küldje el egy szervizközpontba vizsgálatra és javításra.
- A készüléket nem szabad használni tűzveszélyes gáz, oxigén vagy aeroszol szórás esetén.
- Tisztítás, töltés és minden használat után húzza ki a készüléket az elektromos csatlakozóaljzatból.
- Ne használjon más mellékleteket, kivéve, ha a gyártó ajánlotta.

MŰKÖDÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Csatlakoztassa a terméket a megfelelő feszültségű csatlakozóhoz.
2. Ne futtassa a terméket felügyelet nélkül.
3. Soha ne működtesse, ha az egység sérült kábellel vagy dugóval rendelkezik, ha leesett, vagy bármilyen módon vízbe, ha nem működik megfelelően. Hozza vissza javításra egy szervizközpontba.
4. Ha bármilyen rendellenesség fordul elő, haladéktalanul hagyja abba a felhasználást, amíg a készüléket meg nem vizsgálják és nem javítják.
5. Mindig húzza ki a terméket a használat után.
6. Soha ne blokkolja a főegység levegőnyílásait, vagy ne helyezze el azt, ahol a levegőnyílások akadályozhatók.

TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Ne tárolja a készüléket közvetlen napfény, magas hőmérséklet vagy páratartalom mellett.
2. Tartsa távol a készüléket kisgyermekektől.
3. Mindig tartsa a készüléket kihúzva, amíg nincs használatban.

TISZTÍTÁS FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne merítse a készüléket vízbe. Ez károsíthatja a készüléket.
2. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból.
3. Tisztítsa meg az összes szükséges alkatrészt az egyes használati utasítások szerint.

A KOMPRESSZOR MŰKÖDÉSÉT NEBULIZÁLJA

Vigyázat!

A terméket a használati utasításban leírt ajánlásoknak megfelelően kell használni.

A felhasználó nem hajthat végre semmilyen változtatást a terméken.

Tisztelt Vásárló - mint minden elektromos készülék, a termék zavarhatja más elektromos készülékek, például mobiltelefonok, vezeték nélküli telefonok, routerek használatát - az egyéb elektromos berendezésektől való biztonságos távolság körülbelül 1 méter.

Vigyázat!

A kezdeti működés előtt a porlasztót alaposan meg kell tisztítani.

1. Helyezze a kompresszoros porlasztót egy lapos és stabil felületre. Győződjön meg róla, hogy könnyen beérkezik a kezelőszervekbe, amikor ül.

Fontos: Az inicializálás előtt a porlasztót alaposan meg kell tisztítani a kézikönyv "Tisztítási eljárások" részében.

2. A porlasztópalack felső részét óvatosan csavarja az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy szétszerelje a porlasztópalackot.
3. Töltse fel a porlasztópalack alsó részét az orvos által előírt gyógyszerrel. Győződjön meg róla, hogy a kúp be van helyezve az alsó részbe és a felső rész sárga hüvely, a fülek felfelé mutatnak.
4. Óvatosan csavarja be a felső részt az óramutató járásával megegyező irányba, és töltse be a gyógyszert, majd szerelje össze a porlasztót.

Ügyeljen arra, hogy a két rész jól illeszkedjen.

5. Csatlakoztassa a légcső egyik végét a porlasztópalack aljához.
6. Csatlakoztassa a légcső másik végét a kompresszor elején található levegőcső csatlakozóhoz.
7. Csatlakoztassa a szájdarabot vagy maszkot az Ön által választott részhez a porlasztó felső részéhez.
8. Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő elektromos aljzatba.

Győződjön meg arról, hogy ebben a szakaszban a főkapcsoló "KI" állapotban van.

9. Nyomja meg a főkapcsolót az előírt kezelés megkezdéséhez.
10. A belégzés befejezése után kapcsolja ki a készüléket, és kapcsolja ki a készülékből.

Fontos: A kompresszor motorjának hővédője van, amely leállítja a készüléket, mielőtt a készülék túlmelegedett. Amikor a hővédő kikapcsolja a készüléket, kérjük:

- a. Állítsa a kapcsolót OFF állásba.
- b. Húzza ki a készüléket a konnektorból.
- c. Várjon 30 percet ahhoz, hogy a motor lehűljön egy másik kezelés előtt. Győződjön meg róla, hogy a levegőnyílások nincsenek akadályozva.

11. Amikor a kezelés befejeződött, zárja le a készüléket, és húzza ki a konnektorból.



TISZTÍTÁS

Javasoljuk, hogy a porlasztót, a szájcsíkot és a maszkot minden használat után alaposan tisztítsa forró vízzel, és enyhén mosogatószerrel tisztítsa meg a nap utolsó kezelését követően. Ha az orvos vagy a légzőkészítő különféle tisztítási eljárást határoz meg, kövesse az utasításokat.

ÖBLÍTÉS (MINDEN KEZELÉS UTÁN)

1. Válassza le a légcsövet, a porlasztót, a szócsontot és a maszkot.
2. Óvatosan csavarja be a porlasztót, hogy kinyissa.
3. Öblítse le a porlasztót, a szájrészt és a maszkot vízzel.
4. Szárítsa meg őket tiszta puha törülközővel vagy hagyja megszáradni.
5. Szárazra szerelje össze a porlasztót, és tegye be ezeket a részeket egy száraz, zárt tárolóedénybe.

FERTŐTLENÍTŐSZEREK

A következő lépéseket követve távolíthatja el a porlasztót, hacsak orvosa másképp nem rendelkezik. Javasoljuk, hogy a készüléket a nap utolsó kezelését követően fertőtlenítsék.

1. Használjon egy rész fehér ecetet három részből álló desztillált vízzel. Győződjön meg róla, hogy a kevert oldat elegendő a porlasztó, a száj és a maszk bemerüléséhez.
2. Az öblítés 1-3 lépéseit.
3. Meleg vízben és enyhe mosogatószerben mossa ki a porlasztót, a szájcsíkot és a maszkot. Ezután mossa le forró csapvízzel.
4. Ezeket az alkatrészeket az ecet és a víz oldatába 30 percig merítse.
5. Teljes öblítés 3-5. Lépésekben.

A KOMPRESSZOR TISZTÍTÁSA

1. Nedves ruhával törölje le naponta.
2. Ne használjon porított tisztítószeret vagy szappanbetétet, ami károsíthatja a felületet.

SZŰRŐCSERE

1. Ne használjon gyapotot vagy más anyagot. Ne mossa vagy tisztítsa meg a szűrőt. Csak Sanity® szűrőket használjon.
Ne működjön szűrő nélkül.
2. Váltassuk meg a szűrőt 30 naponként, vagy amikor a szűrő szürke színűvé válik (legalább hetente egyszer ellenőrizze a szűrő állapotát).
3. Változó eljárás:
 - a) vegye le a szűrő fedelét
 - b) cserélje ki a használt szűrőt egy újat.
 - c) cserélje ki a szűrőfedelelet.

SZAVATOSSÁG

1. A kompresszorral ellátott aeroszolos adagoló garanciája a vásárlás napjától számított 24 hónap.
2. A jótállási feltételeket a vevő a jótállási jegyen közli.
3. Garancia érvényesítésre van szükség a jótállási jegy bemutatásához.

MŰSZAKI ADATOK

Energia	~220/230/240V 50/60 Hz
Energiafelhasználás	180 VA
Gyógyszer kapacitás	10ml
Részecske méret	0,5 to 10 um
MMAD	3 µm
Zajszint	55 dBA
Átlagos porlasztási sebesség	≥ 0,3 ml / perc (2% sóoldat)
Kompresszornyomás tartomány	29-52 Psi (200-360 KPa / 2 - 3,6 bar)
Üzemi nyomás tartomány	11,6-19 psi (80-130 kPa / 0,8 - 1,3 bar)
Liter áramlási tartomány	4 ~ 7 lpm
Működési hőmérséklet tartomány	50°F - 104°F (10°C - 40°C)
Működési páratartalom tartomány	10 - 95% RH
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-13 ° F hoz 158 ° F (-25 ° C - hoz 70 ° C között)
Tárolási páratartalom tartomány	10 - 95% RH
Méret (H x Sz x M)	178 x 156 x 88mm
Súly	1,26kg
Standard kiegészítők	Porlasztópalack, légső, szájdarab, szűrők (5db), felnőtt maszk, gyermek maszk

GARANCIA

A jótállási feltételeket a vevő a jótállási jegyen közli.

Garancia érvényesítésre van szükség a jótállási jegy bemutatásához.

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL Bukarest, tel: +40 21 211 06 52, www.bitonline.ro.