

ELEKTRONIKUS TESTÉNEK

ADE BE 1711 Aurora / BE 1712 Aurora

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



TARTALOM

1. Általános információk
2. Használja
3. Biztonsági intézkedések
4. Leírás
5. A csomag tartalma
6. Felhasználás előkészítése
7. A mérleg használata
8. Állítsa vissza a mérleget
9. Tisztítás
10. Hiba / Elhárítás
11. Műszaki adatok
12. Megfelelőségi nyilatkozat
13. Jótállási feltételek

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta az ADE mérleget. Ez az eszköz, amely egyesíti a funkciókat intelligens, rendkívüli kialakítással, lehetővé teszi a testsúly mérését és ellenőrzését tizedes. Az ADE márka hosszú tapasztalata magas műszaki színvonalat és minőséget biztosít igazolt.



Ez a használati utasítás leírja a termék biztonságos használatát és használatát vigyázz rá. Őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi felülvizsgálatokhoz. Ennek elmulasztása A használati utasítás a termék károsodását okozhatja.

A fürdőmérlegeket emberek otthoni mérlegelésére tervezték.
A 180 kg-os maximális teherbírást nem szabad túllépni.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- Ezt a mérleget 8 éven felüli gyermekek, valamint az ilyen betegek is használhatják fizikai, érzékszervi vagy tapasztalatlan vagy tudással kapcsolatos problémák, függetlenül attól, hogy felügyelet alatt állnak vagy vannak kioktatták a mérleg biztonságos használatára, és ismerik az esetleges veszélyeket megjelenik.

- Gyermekek ne játsszanak a mérleggel.

- Gyermekek nem végezhetnek tisztítást és karbantartást, kivéve, ha idősek 8 évig vagy tovább, és felügyelet alatt állnak.

- Az elemek lenyelhetők, veszélyeztetve a gyermek életét. Ezért ne hagyja el a mérleget és az akkumulátor a kicsik keze ügyében. Ha egy elemet lenyel, azonnal forduljon orvoshoz.

Gyermekveszély

- Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagoktól. Lenyelés esetén fulladásveszély áll fenn. Nak,-nek

továbbá ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolással, és ne húzzák a fejükre.

Tűz/égés/robbanás veszélye

- Az elemek helytelen cseréje robbanásveszélyes. Az elemeket csak használattal cserélje ki azonos típusú vagy azzal egyenértékű akkumulátorral. Ügyeljen a műszaki adatokra.

- Az akkumulátorokat nem szabad újratölteni, más módon aktiválni vagy eldobni. fokozott a robbanás és a szivárgás veszélye. Ezenkívül gázt bocsáthatnak ki.

3

- Kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezést. Ha akkumulátorsavval érintkezik, azonnal öblítse le tiszta vízzel az érintett területet, és hívjon orvost.

Figyelmeztetés a sérülés veszélyére

- Ne lépjen a mérleg egyetlen részének külső szélére sem. Felborulás veszélye.

- Ne lépjen a mérlegre nedves lábbal, vagy ha a felülete nedves. Csúszásveszély.

- Ha a mérleg leesik és eltörik, az üvegszilánkok miatt sérülésveszély áll fenn.

Ügyeljen az anyagi károokra

- Ne merítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba.

- Helyezze a mérleget stabil, sima felületre.

- Ne melegítse túl a mérleget. Ügyeljen a "műszaki adatokra". Mássz fel a mérlegre csak a mérlegelés miatt.

- Óvja a mérleget az ütésektől és rezgésektől.

- Vegye ki az elemet, miután elhasználta, vagy ha már nem használja a mérleget. Ezzel elkerülhető az akkumulátorsav szivárgásából eredő károk.

- Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-) az elem behelyezésekor vagy cseréjekor.

- Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges körülményeknek, például fűtőben vagy közvetlen napfénynek kitéve. Fokozott szivárgásveszély.

- Az akkumulátor behelyezése előtt szükség szerint tisztítsa meg az akkumulátort és a készülék érintkezőit.


- Ne változtasson a mérlegen. Javítást csak szakszervizben végeztessen. A szakszerűtlen javítás veszélyeztetheti a felhasználót.

- Ne helyezze a mérleget olyan eszközök közelébe, amelyek elektromágneses sugárzást bocsáthatnak ki, például mobiltelefonok, vezeték nélküli készülékek stb. Ez helytelen adatmegjelenítést vagy egyéb hibás működést eredményezhet.

• A mérleg alján támasztó lábak vannak. Mivel a padlófelületek különféle anyagokból készülnek és különféle ápolószerekkel vannak kezelve, nem lenne teljesen kizárt, hogy ezen anyagok egy része olyan összetevőket tartalmaz, amelyek megtámadják és puhítják a készülék lábát. Szükség esetén csúszásmentes alaplakkot helyezünk alá.

LEÍRÁS

1. UNIT gomb - mértékegység megváltoztatása;
2. Elemtartó rekesz;
3. Kijelző;
4. Mérőfelület.



CSOMAG TARTALMA

A csomag tartalma:

- 1 fürdőszobai mérleg;
- 1 db CR2032 típusú elem, 3V;
- 1 használati utasítás.

HASZNÁLATI ELŐKÉSZÍTÉS

Távolítsa el a szigetelőszalagot.

Az akkumulátor már be van helyezve, és szigetelőszalaggal van ellátva, hogy megvédje az idő előtti lemerüléstől. A mérleg aktiválásához ezt a szalagot el kell távolítani. Az elemtartó rekesz a készülék alján található.

- Finoman tolja a rögzítőkapcsot a mérleg közepe felé, és távolítsa el az elemtartó fedelét.
- Húzza ki a szigetelőszalagot.
- Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Az akkumulátor behelyezése / cseréje

A mérleg használatához CR2032, 3 V-os elem szükséges.

1. Finoman tolja a rögzítőkapcsot a mérleg közepe felé, és távolítsa el az elemtartó fedelét.
2. Tolja az akkumulátort a gyújtórugóhoz, és csúsztassa a tartókapocs alá. Az akkumulátort ezután rögzítik a helyére, a szemközti rögzítőkapocs alá.
3. Ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). A plusz (+) pólusnak felfelé kell lennie.
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét. A rögzítőkapocsnak biztonságosan kell rögzülnie a helyén.

Megjegyzések az akkumulátor cseréjéhez:

- Az elemek cseréje akkor válik szükségessé, ha a „LO” felirat jelenik meg a képernyőn, vagy ha semmi sem jelenik meg a képernyőn.
- Csak a „Műszaki adatok” részben megadott típusú akkumulátort használjon.
- Az elemeket környezetkímélő módon ártalmatlanítsa.

Mértékegység megválasztása

A mérleghez a standard mértékegység a "kg"-ban van megadva.

A mérési eredmény azonban „lb” (font) vagy „st: lb” (kő: font) mértékegységben is megjeleníthető.

- Nyomja meg többször a mérleg hátoldalán található elemtartó melletti UNIT gombot. Ügyeljen a kijelző kijelzőjére.

A skála elhelyezése

- Helyezze a mérleget egyenletes, szilárd és száraz felületre. Ne helyezze a mérleget a szőnyegre.

AZ EGYENSÚLY HASZNÁLATA

Ne lépjen a mérlegre nedves lábbal, vagy ha a felülete nedves. Csúszásveszély!

1. Egy lábbal ütögesse meg a mérőfelületet (érintő funkció).

A megvilágított képernyőn megjelenik a „0.0”, valamint a mértékegység, pl. kg.

2. Helyezze el magát a skálán. Maradj nyugodtan, és ne támaszkodj semmire.

A mért súly röviddel azután jelenik meg, hogy a mérlegre lép.

Néhány másodperccel a mérőfelületről való leszállás után a mérleg automatikusan leáll.

- Mérje meg magát a lehető legkevesebb ruhával.
- Próbáljon meg mindig ugyanabban az időben mérni magát, ugyanolyan körülmények között kompatibilis értékek.

AZ EGYENSÚLY BEÁLLÍTÁSA

Állítsa vissza a mérleget a gyári beállításokra, ha szokatlan vagy nyilvánvalóan helytelen értékek jelennek meg.

1. Vegye ki az akkumulátort az elemtartóból, és várjon egy kicsit.

2. Helyezze vissza az akkumulátort. Ügyeljen az elemek helyes polaritására.

A mérleg elindítása után a szokásos módon megmérheti magát.

TISZTÍTÁS

- Ne merítse a mérleget vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne használjon durva, kaparó vagy súroló hatású tisztítószeret. A felület karcos lehet.
- Szükség szerint törölje le a mérleget puha, enyhén nedves ruhával.
- Időnként fertőtlenítsen a mérőfelületet megfelelő fertőtlenítőszerrel.

HIBÁK / JOGORVOSLATOK

üzemzavar	Lehetséges ok
Nincs funkció	Az akkumulátor lemerült, vagy rosszul helyezték be?
A mérleg helytelen mérési eredményeket jelenít meg	Sík felületre tetted a mérleget?

	Van-e a mérleg közelében olyan eszköz, amely elektromágneses hullámokat okozhat? Vegye ki az elemet a rekeszből, és várjon egy kicsit.
"Err" jelenik meg a kijelzőn	A mérleg maximális teherbírását (180 kg) túlléptük.
"Lo" jelenik meg a kijelzőn	Az akkumulátor lemerült.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	fürdőszobai mérleg BE 1711/1712 Aurora
Akkumulátor	1 x CR2032/3 V
Névleges áram	10 mA
Mérési tartomány	max. 180kg
Variációk	1 % +/- 100g
Indikátor felosztás	100g
Súly	aprox. 1.6kg
Dimenzió	aprox. 30 x 30 x 1.75 cm

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez a mérleg az európai szabványok szerint készült.

Ez megfelel az alábbiakban idézett EK-irányelvek rendelkezéseinek:

- EMC-irányelv 2014/30 / EU
- RoHS direktíva 2011/65 / EU a jelenleg érvényes verziókban.

Ez a nyilatkozat érvényét veszti, ha a termékeken változtatásokat hajtanak végre.

A csomagolás ártalmatlanítása

A csomagolást hasonló anyagokkal együtt dobja ki. Tegye a kartonpapírt papírhulladékba, újrahasznosítható anyagokkal.

A termék ártalmatlanítása

A termék ártalmatlanítását a vonatkozó előírásoknak megfelelően végezze.

A készülékeket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Élettartamuk végén a termékeket megfelelő módon kell ártalmatlanítani. Ily módon a készülékben található értékes anyagok újrahasznosításra kerülnek. A régi készüléket e-hulladék-gyűjtőhelyen vagy újrahasznosító telephelyen dobja ki.

További információért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz.

Minden akkumulátort le kell adni egy hulladékgyűjtő helyen vagy a kereskedőnél. Így az akkumulátorok környezetbarát módon ártalmatlaníthatók.

GARANCIA FELTÉTELEI

1. A jótállási feltételeket a vevővel a jótállási jegyen közöljük.
2. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges.

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL, Bukarest, tel: +40212110652, www.bitonline.ro