


Vitammy Grow mérleg HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Használat előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

Bevezetés


Köszönjük, hogy digitális gyermekmérlegünket választotta. Kérjük, olvassa el az utasításokat és figyelmeztetéseket a készülék első használata előtt.

Különös figyelmet fordítson a biztonsági utasításokra, hogy elkerülje a baleseteket és/vagy a termék károsodását a használat során. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

Ez az elektronikus mérleg egy háztartási készülék, amely minden családtag számára hasznos.

Alkalmas újszülöttek, csecsemők, gyermekek és felnőttek súlymérésére. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a termék a legjobb minőségű, a gyermek számára kényelmes, könnyen használható és biztonságosan lemérhető legyen.

Termékleírás



1. Mászótálca újszülöttek és csecsemők számára;
2. Mérőfelület;
3. Nyílás a mérőtálca rögzítéséhez;
4. Be/Ki gomb;
5. HOLD gomb;
6. gomb a mértékegység megváltoztatásához UNIT;

7. Elemfedél;
8. A lábak súlya.

Elemek beszerelése


Az első használat előtt helyezze be az elemeket.

1. Nyissa ki az elemtartó fedelét, és vegye ki a szigetelőt az elemtartóból;
2. Helyezzen be 2 db AAA elemet (1,5 V) a megjelölt polaritásnak megfelelően;
3. Csukja be az elemtartó fedelét.


Mérőtálca

Használja a mérőedényt újszülött vagy csecsemő lemeréséhez.


1. Egy sík felületre helyezze a tálca mindkét oldalát a kiálló elemekkel felfelé, majd csúsztassa össze őket, hogy egyetlen tálcát képezzenek.



2. Helyezze a mérleget az így előkészített tálcára a nyílás segítségével.



3. Biztosítsa a mérleget leesés ellen a mérleg alsó részén található két rögzítőelem elforgatásával.



4. Ha nincs szüksége a tálcára, oldja fel a betöltésvédelmet, és távolítsa el a tálcát. Mindkét alkatrészt tartsa száraz helyen.

Babák mérlegelése

1. Helyezze a mérleget a tálcával együtt kemény, sima és vízszintes felületre. Ne helyezze a mérleget puha felületre, például szőnyegre, mert ez befolyásolhatja a mérési eredményt.
2. Kapcsolja be a mérleget a Be/Ki gombbal. Rövid időre minden kijelzőelem megjelenik.
3. Amikor a képernyőn megjelenik a nulla és a mérési egység, a mérleg elindítható.
4. Ha módosítani szeretné a mértékegységet, nyomja meg a UNIT gombot (kg / lb/oz).
5. Tegye a gyermeket a mérlegre. Az eredmény megjelenik a képernyőn. Ha nem szeretné közvetlenül a mérlegre tenni a babát, először tegyen rá egy törülközőt, majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
6. Ha az eredmény stabilizálódott a képernyőn, a HOLD gomb megnyomásával kimerevítheti az eredményt a képernyőn, függetlenül a gyermek mozgásától. Az eredmény törléséhez nyomja meg ismét a HOLD gombot.

7. Kapcsolja ki a mérleget a Be/Ki gomb megnyomásával, vagy várja meg, amíg 2 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ha új mérést szeretne végezni, miután levette a gyermeket a mérlegről, állítsa vissza a súlyt a Be/Ki gomb megnyomásával.

Idősebb gyerekek súlyozása

1. Helyezze a mérleget a tálca nélkül kemény, sima és vízszintes felületre. Ne helyezze a mérleget puha felületre, például szőnyegre, mert ez befolyásolhatja a mérési eredményt.
2. Kapcsolja be a mérleget a Be/Ki gombbal.
3. Amikor a képernyőn nulla jelenik meg, és megjelenik a mérőegység, elindítható az ellenőrző mérés.
4. Ha módosítani szeretné a mérési egységet, nyomja meg a UNIT gombot (kg/lb/oz).
5. Csak fel kell állni a mérlegre, és le kell olvasni az eredményt a képernyőn.
6. Kapcsolja ki a mérleget a Be/Ki gomb megnyomásával, vagy várja meg, amíg magától kikapcsol kb. 2 perc múlva.

Határérték túllépés jelző

Ha a gyermek súlya meghaladja a maximális értéket (100 kg), az "Err" szimbólum jelenik meg a képernyőn.

Alacsony akkumulátor jelző

A skála a „Lo” szimbólum megjelenítésével jelzi, ha az akkumulátor lemerült.

Figyelmeztetések

- Használat közben a mérleget sima, száraz, stabil és kemény felületre kell helyezni.
- Használja otthon a készüléket arra a célra, amelyre szánták.
- Ne melegítse túl a mérleget, maximum 100 kg.
- Kerülje a mérleg rázását vagy ütését.
- Ne merítse vízbe a mérleget.

Műszaki adatok

Modell	SBS-30311
Tok anyaga	ABS
Kijelző típusa	LCD 55 x 22 mm
méret	605 x 320 x 70 mm
Súly	1400 g
A készlet tartalma	Mérleg, használati útmutató és 2 db AAA 1,5V elem
Üzemi hőmérséklet, tárolás és szállítás	5 – 40 ° C
érzékelők	4 pontos mérőcella
Minimális súly	100 g
Maximális súly	100 kg
Pontosság	d = 10 g
táplálás	2 db 1,5 V-os AAA elem

A berendezés hulladékának háztartási felhasználók általi ártalmatlanítása az Európai Unióban

Ez a termék nem dobható ki ugyanúgy, mint a háztartási hulladék. Ezért Ön felelős a használt berendezések ártalmatlanításáért, és köteles azokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak feljogosított újrahasznosítási helyére szállítani.

A berendezések hulladékainak válogatása, megsemmisítése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet tiszteletben tartásának elveivel összhangban történjen. Ha további információra van szüksége a használt berendezések gyűjtőhelyeiről, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.

GARANCIA FELTÉTELEI

1. A kompresszoros aeroszolos gép garanciája a vásárlástól számított 24 hónap.
2. A jótállási feltételeket a vevővel a jótállási jegyen közöljük.
3. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges.
4. A tartozékok megrendelhetők az importőrtől, a www.bitonline.ro weboldalon

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro