

Vitammy Babycino elektronikus mérleg

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Bevezetés


Köszönjük, hogy digitális gyermekmérlegünket választotta. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót és a figyelmeztetéseket a készülék első használata előtt.

Különös figyelmet fordítson a biztonsági utasításokra, hogy elkerülje a baleseteket és/vagy a termék károsodását a használat során. Őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

Ez az elektronikus mérleg egy háztartási készülék, amely minden családtag számára hasznos.

Alkalmas újszülöttek, csecsemők, gyermekek és felnőttek súlymérésére. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a termék a legjobb minőségű, a gyermek számára kényelmes, könnyen használható és biztonságosan lemérhető legyen.

Készülék leírása




1. Mérőfelület;
2. Tálca újszülöttek és csecsemők számára;
3. Rögzítő aljzat a mérőtálcához;
4. Be/Ki gomb;
5. "UNIT" mértékegységváltó gomb;
6. LED képernyő;
7. A mérleg biztosítása;
8. Elemtartó rekesz.

Elemek beszerelése

Az első használat előtt helyezze be az elemeket.


1. Nyissa ki az elemtartó fedelét, és vegye ki a szigetelőt a rekeszből;
2. Helyezzen be 3 db AAA elemet (1,5 V) a megjelölt polaritásnak megfelelően;
3. Csukja be az elemtartó fedelét.



Mérőtálca


Használja a mérőedényt újszülött vagy csecsemő leméréséhez.

1. Helyezze a tálca mindkét oldalát a nyílásaiba;
2. Helyezze el a két részt egymással párhuzamosan, majd csúsztassa el mindegyik részt az ellenkező irányba úgy, hogy egy tálcában egyesüljenek;
3. Biztosítsa a mérőedényt leesés ellen a mérleg alsó részén található védelem megnyomásával;
4. Ha nincs szüksége a tálcára, húzza ki a tartót a horgokból, válassza le a tálca mindkét oldalát, majd vegye ki őket a foglalatból. Mindkét részt száraz helyen tárolja.



Babák mérlegelése

1. Helyezze a mérleget a tálcával együtt kemény, sima és vízszintes felületre. Ne helyezze a mérleget puha felületre, például szőnyegre, mert ez befolyásolhatja a mérési eredményt;
2. Kapcsolja be a mérleget a Be/Ki gombbal;
3. Amikor csak nullák és mértékegységek jelennek meg a képernyőn, elindítható a mérlegelés ellenőrzése;
4. Ha módosítani szeretné a mértékegységet (kg/lb/st), nyomja meg a UNIT gombot;
5. Ha el szeretné forgatni a képernyő tartalmát, nyomja meg és tartsa lenyomva a UNIT gombot körülbelül 2 másodpercig;
6. Helyezze a gyermeket a mérleg felületére. Az eredmény megjelenik a képernyőn.



7. Kapcsolja ki a mérleget a Be/Ki gomb megnyomásával, vagy várja meg, amíg 60 másodperc elteltével automatikusan bekapcsol. Ha újabb mérést szeretne végezni, miután elengedte a mérőfelületet, állítsa vissza a mérleget a következő mérés előtt a Be/Ki gomb megnyomásával.



Autolock funkció

Amikor a baba nyugtalanul fekszik a mérlegen, automatikusan stabilizálódik és megjeleníti az eredményt, miután a számok háromszor felvillannak a képernyőn.


A mértékegység megváltoztatása

A mértékegység (kg/lb/st) megváltoztatásához nyomja meg a UNIT gombot.



Határérték túllépés jelző

Ha a gyermek súlya meghaladja a mérleg maximális értékét (120 kg), a képernyőn a „0-Ld” felirat jelenik meg.



Alacsony akkumulátor jelző

A mérleg az alacsony töltöttségi szintet a „Lo” szimbólum megjelenítésével jelzi a képernyőn.



Figyelmeztetések

- Használat közben helyezze a mérleget sima, száraz, stabil és kemény felületre.
- Használja otthon a készüléket arra a célra, amelyre szánták.
- Ne terhelje túl a súlyt, a maximális terhelés 120 kg.
- Kerülje a mérleg rázását vagy ütését.
- Ne merítse vízbe a mérleget.
- A termék tárolása során ne helyezzen túlsúlyt rá.
- Az optimális kezelési és tárolási hőmérséklet 5-40 °C.

Műszaki adatok

Modell	SBS-30322
Tok anyaga	ABS
Kijelző típusa	LED 90 x 26 mm
Méret	650 x 320 x 88 mm
A készlet tartalmazza	Mérleg, kézi, 3 db AAA1, 5V elem
Üzemi/tárolási és szállítási hőmérséklet	5 – 40 ° C

érzékelők	4 pontos mérőcella
Maximális támogatott súly	120 kg
Pontosság	<20 kg terhelés esetén d = 5 g, 20 ~ 120 kg tartományban
táplálás	3 db 1,5 V-os AAA elem

A berendezés hulladékának háztartási felhasználók általi ártalmatlanítása az Európai Unióban

Ez a termék nem dobható ki ugyanúgy, mint a háztartási hulladék. Ezért Ön felelős a használt berendezések ártalmatlanításáért, és köteles azokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak feljogosított újrahasznosítási helyére szállítani.

A berendezések hulladékainak válogatása, megsemmisítése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások védelméhez, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet tiszteletben tartásának elveivel összhangban történjen. Ha további információra van szüksége a használt berendezések gyűjtőhelyeiről, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a helyi háztartási hulladékkezelő szolgálathoz.

GARANCIA FELTÉTELEI

1. A kompresszoros aeroszolos gép garanciája a vásárlástól számított 24 hónap.
2. A jótállási feltételeket a vevővel a jótállási jegyen közöljük.
3. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges.
4. A tartozékok megrendelhetők az importőrtől, a www.bitonline.ro weboldalon

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro