

Novama Pingo Spark orrszívó

Használati utasítás



Bevezetés

Miután a szívóhegyet az orrlyukba helyezte, a készülék készen áll az orrváladék szakaszos eltávolítására. A puha szilikon szívóhegyek egyedi kialakítása megakadályozza a sérülés lehetőségét a készülék működése során.

Cserélhető hegyek állnak rendelkezésre: keskeny és széles.

A készülék könnyen fogható és használható. Csecsemőknél is biztonságos és kényelmes.

A hegyek és a váladékgyűjtő tartály kivehető a készülékből és kimosható.

A készülék használata akkor is egyszerű, ha a baba alszik.

Figyelem: a készüléket minden körülmények között CSAK orrváladék eltávolítására használják. Bármilyen későbbi orvosi intézkedésnek az orvos utasításai szerint kell történnie.

Fontos tudnivalók használat előtt

A készüléket gyermekek (0-12 éves kor közötti) váladék és nyálka aspirálására és szakaszos eltávolítására tervezték otthoni környezetben.

Óvatos:

- Ne módosítsa ezt a berendezést a gyártó jóváhagyása nélkül;
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, nagyon magas páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek;
- Kerülje az extrém stresszt, sokkot vagy véletlen leesést;
- Cserélje ki az összes elemet, ha a szivattyú teljesítménye és/vagy hangja gyengül a készülék használata közben;
- Javasoljuk, hogy távolítsa el az akkumulátort, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja;
- A készülék szakaszos üzemmódban van. Nyomja meg a start gombot a szívókészülék aktiválásához, a váladék és a nyálka eltávolításához az orrból. Ha le szeretné állítani a szívást, engedje fel a bekapcsológombot a készülék leállításához;
- Az orrszívó csak az orrváladék tisztítására/eltávolítására szolgál;
- Ne használja a készüléket a gyártó által biztosítottól eltérő módon;
- A készülék használata közben a gyermek ne tartsa vissza a lélegzetét, ne zárja be a száját és ne nyelje le a nyálát, hogy elkerülje a vákuumnyomást, amely károsíthatja a dobhártyát;
- Ha gyermeke nem érzi jól magát a készülék használata közben, azonnal hagyja abba és forduljon orvoshoz;
- Ez az orrszívó csak a Novama NS sorozatú hegyekkel használható. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az eladóval a tartozékok megvásárlásához.

Termékleírás



Az akkumulátor cseréje

1. Fordítsa el az elemtartó fedelét úgy, hogy a szerkezeten és a burkolaton lévő háromszög alakú jelek egy vonalba kerüljenek. Ezután távolítsa el az elemtartó fedelét;
2. Helyezzen be (vagy cserélje ki) 2 db AAA 1,5 V-os elemet az elemtartóba, ügyelve arra, hogy megfeleljenek a jelzett polaritási szimbólumoknak. Mindig új elemeket használjon.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és fordítsa el úgy, hogy a fedelen lévő jel egybeessen a tokon lévő lakat szimbólummal.

Óvatos:

- Mindig ÚJ elemeket használjon; soha ne keverje össze a régi elemeket újakkal;
- Ne használjon újratölthető elemeket; minőségükben és tartósságukban nagyon eltérőek lehetnek;
- Az újratölthető akkumulátorok használata befolyásolhatja a készülék teljesítményét;
- Tartsa távol az elemeket kisgyermekektől. Hőforrásoktól is távol kell tartani;
- Javasoljuk, hogy távolítsa el az akkumulátort, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja;
- Az elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani;
- Távolítsa el az elemeket a készülék hosszú távú tárolásához.

Használati útmutató

1. Válassza ki a mellékelt hegy megfelelő méretét, a tervezett felhasználástól függően:
 - A szélesebb nyílású hegyet akkor ajánljuk, ha a nyálka tömörebb;
 - A keskeny nyílású hegyet akkor ajánljuk, ha a nyálka folyékonyabb.
2. Erősen rögzítse a kiválasztott hegyet a porszívóhoz;
3. Mielőtt a hegyet az orrlyukba helyezné, nyomja meg a POWER gombot a szívónyomás aktiválásához, és ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően működik-e.
4. Tartsa a csecsemőt vagy gyermeket függőleges helyzetben, a porszívót ne használja, ha a beteg dőlt helyzetben van. Ügyeljen arra, hogy a hegyét ne tegye túl mélyen az orrlyukba, és ne nyomja meg a belső falat;
5. Nyomja meg a POWER gombot a porszívó elindításához. Hagyja, hogy az aspiráció eltávolítsa a nyálkát az orrlyukakból.

6. Szükség esetén ismételje meg a teljes ciklust a másik orrlyukban. A szívóerő kicsi. Az orrlyukak tisztítása csak néhány másodpercet vesz igénybe;

7. Azonnal hagyja abba a használatát, ha a gyermek kényelmetlenül érzi magát.

Óvatos:

Előfordulhat, hogy a nyálka nem látható azonnal a tartályban. Javasoljuk, hogy a szilikon hegyet és a gyűjtőedényt a használatok között le kell választani és kiöblíteni, hogy elkerülje a nyálka kiszáradását és az eszköz eltömődését.

Tisztítás és fertőtlenítés

A következő tisztítási eljárásokat naponta vagy szükség szerint kell elvégezni, ha a készüléket rendszeresen használják; a készülék nem megfelelő tisztítása eltömődést okozhat, és lerövidítheti a termék élettartamát.

- Óvatosan válassza le a hegyet és a gyűjtőedényt a készülékháztól;
- Csavarja ki a gyűjtőedényt;
- Javasoljuk, hogy a szilikon hegyet és a gyűjtőedényt legalább alaposan öblítse le forró vízzel a használatok között, nehogy a készülék felülete kiszáradjon;
- Tisztítás (a nap végén/szükség szerint): használjon nem súroló hatású szappant és vizet a tartály és a hegyek tisztításához;
- Fertőtlenítés (betegség után/szükség esetén): a hegy és a váladékgyűjtő edény tisztítása után forraljuk 3-5 percig. A főegységet nem szabad forrásban lévő vízbe meríteni.
- Ne mossa le a készüléket, és ne merítse vízbe; Használjon puha és száraz ruhát a tisztításhoz;
- Soha ne használjon súroló hatású tisztítószeret, hígítókat vagy benzint a tisztításhoz;
- Ne tegye ki az orrszívót szélsőséges hőmérsékletnek, páratartalomnak, közvetlen napfénynek vagy ütésnek;
- Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni, mielőtt újra összeszerelné.

Óvatos:

- Óvja az orrszívót a mechanikai ütésektől vagy erős behatásoktól;
- Tartsa távol a készüléket napfénytől, portól és nedvességtől;
- A fejmodulban a szelep alatti szűrőt (opcionális) ki kell cserélni, ha tisztítás vagy beszerelés közben leesett. A szennyezett vagy sérült szűrő ismételt használata gyengítheti a szívóerőt.

Műszaki adatok

Hatásos vákuumnyomás (szívóerő): ≤ 450 Hgmm (60 kpa);

Átlagos zajszint: 50 dB (30 cm-re a készüléktől);

Maximális zajszint: ≤ 60 dB (30 cm-re a készüléktől);

Motor: 3V/DC;

Tipp anyaga: puha szilikon;

Működési környezet: $16\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($60,8\text{ }^{\circ}\text{F} \sim 95\text{ }^{\circ}\text{F}$) relatív páratartalom akár 85% (nem lecsapódó);

Tárolási/szállítási környezet: $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +55\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-13\text{ }^{\circ}\text{F} \sim +131\text{ }^{\circ}\text{F}$) relatív páratartalomnál 85%-ig (nem lecsapódó);

Tápellátás: 2 db AAA 1,5V alkáli elem;

Súly: körülbelül 147 g (elemek nélkül);

Méret: körülbelül 184 mm x 61,6 mm x 39 mm.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
----------	----	----------

A szívóerő túl gyenge	Az akkumulátorok lemerültek vagy nem megfelelően vannak behelyezve.	Ellenőrizze vagy cserélje ki az elemeket.
	Hiányzik a szürke gumigyűrű, ahová a gyűjtőedény csavarva van.	Ügyeljen arra, hogy a szürke gumigyűrű a gyűjtőedény csavarozási helyén legyen.
	A gyűjtőedény nincs megfelelően csavarozva.	Győződjön meg arról, hogy a gyűjtőpohár mindkét oldalán lévő három vonal megegyezik a készülék szívóoldalán lévő vonalakkal.

EMC táblázatok

Az NS22 az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való használatra készült. Az NS22 ügyfélnek vagy felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy az eszközt ilyen környezetben használják.

Útmutató és gyártói nyilatkozat - Elektromágneses kibocsátás

Jelenség	Az egészségügyi hivatásos egység környezete a)	Otthoni ápolási környezet a)
Vezetett és kisugárzott RF sugárzás	a)	CISPR 11
Harmonikus torzítások	Nem alkalmazható	1. csoport, B osztály
Feszültség-ingadozások és tapintás	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható

a) A berendezés alkalmas otthoni egészségügyi és professzionális orvosi ellátásban való használatra, csak a betegszobákra és a kórházak vagy klinikák légzőközpontjaira. Figyelembe vették és alkalmazták az 1. csoport B osztályának (CISPR 11) szigorúbb elfogadási határait. A berendezés alkalmas ezekben a környezetekben való használatra, ha közvetlenül csatlakozik a nyilvános hálózathoz.

b) A teszt nem alkalmazható ebben a környezetben, kivéve, ha a használt ORVOSI BERENDEZÉS és az ORVOSI RENDSZER a nyilvános áramellátó hálózatra csatlakozik, és az energiafogyasztás az alapvető EMC szabványon belül van.

Útmutató és gyártói nyilatkozat - Elektromágneses zavartűrés

Jelenség	Alapvető EMC szabvány vagy vizsgálati módszer	Állóképességi teszt szintje	
		Professzionális egészségügyi környezet	Otthoni környezet
Elektrosztatikus kisülés	IEC 61000-4-2	±8 kV contact, ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV aer	
Kisugárzott RF EM mezők	IEC 61000-4-3	a)	10V/mb) 80MHz - 2,7GHz, 80%AM @ 1kHz
Vezeték nélküli kommunikációs eszközök közelségi mezői	IEC 61000-4-3	Összeegyeztethető Megjegyzés: A hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések (adók) és az NS22 közötti távolságra vonatkozó további információkért tekintse meg a kézikönyvben található elérhetőségeket. Javasoljuk azonban, hogy az	

		aeroszolt tartalmazó elektromágneses berendezéseket legalább 0,5 m távolságra helyezték el a mobiltelefonoktól vagy más rádiókommunikációs adóktól az esetleges interferencia minimalizálása érdekében.
Névleges teljesítményszintje mágneses mezők	IEC 61000-4-8	30A/mc) 50/60 Hz

a) A berendezés alkalmas otthoni környezetben és professzionális egészségügyi környezetben történő használatra, csak a kórházak vagy klinikák betegszobáira és légzőközpontjaira. Figyelembe vettek és alkalmaztak szigorúbb ellenállás-elfogadási határokat.

b) A moduláció alkalmazása előtt.

c) Ez a vizsgálati szint legalább 15 cm-es minimális távolságot feltételez a berendezés vagy rendszer és az áramfrekvenciás mágneses mezők forrásai között.

A használt szimbólumok és jelek

	Kövesse az utasításokat		Termelő
	Meghatalmazott képviselő az Európai Unióban		Származási ország - Kína
	Sorozatszám YYMMWWXXX formátumban		Gyártási dátum
	Kérjük, olvassa el a használati utasítást		Kapcsoló
	Tartsa be a WEEE 2012/19/EU irányelvet: A használt berendezéseket a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.		Modell
	Ez a termék megfelel a 2011/65/EU RoHS-irányelvnek.		BF típusú készülék
	Importőr		Elosztó
REACH	Ez a termék megfelel a REACHWE 1907/2006 irányelvnek és annak módosításainak. Nem tartalmaz túl aggasztó anyagokat 0,1% felett. A termék 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációjú részein semmilyen anyag/anyagok nem találhatók.		
IP 22	Ez a termék megfelel az IP22 teszt által jelzett alapvető biztonsági és alapvető teljesítménykövetelményeknek (védelem 12,5 mm vagy nagyobb átmérőjű szilárd tárgyak ellen, valamint védelem a függőlegesen leeső vízcseppek ellen, ha a házat 15°-ig megdöntjük).		

	Az üres, teljesen lemerült akkumulátorokat speciális gyűjtődobozokban, újrahasznosító központokban vagy elektronikai kereskedőkben kell leadni. Ön törvényileg köteles az elemeket kidobni.
	CE-jelölés a bejelentett szervezet regisztrációs számával. Ez az orvostechikai eszközökről szóló 93/42/EGK európai irányelvnek való megfelelést jelenti.

GARANCIA FELTÉTELEI

1. A termékgarancia a vásárlástól számított 24 hónapig tart.
2. A jótállási feltételeket a vevővel a jótállási jegyen közöljük
3. A jótállás érvényesítéséhez a jótállási jegy bemutatása szükséges.

IMPORTŐR: S.C. BITONLINE SRL, Bukarest, telefon: +40212110652, www.bitonline.ro