

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Infravörös hőmérő FastTemp Modell: AP 3419



Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt használná.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés
2. A hőmérő előnyei
3. A termék leírása
4. Szimbólumok
5. Biztonsági előírások
6. Főbb jellemzők
7. Az elemek cseréje
8. Használati utasítás
9. Olvassa el a 24 tárolt értéket
10. Karbantartás
11. Tárolás
12. Műszaki adatok
13. Garancia

BEVEZETÉS

Hölgyeim és Uraim,

Köszönjük, hogy megvásárolta a **Sanity FastTemp** hőmérőt (AP3419 modell). A hőmérőt rendszeresen méri a tárgyak homlokán és felületén. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet gyors és egyszerű mérését az értékek automatikus mentésével. A hőmérő biztonságosságát és pontosságát ellenőrizték, amikor a kezelési útmutatónak megfelelően használják. A FastTemp érintésmentes hőmérő egy elegáns hőmérő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a termék tulajdonságait leíró utasításokat. Kerülje a termék felhasználását a rendeltetéstől eltérő célokra.

A Sanity

A Sanity® már 20 éve jelen van a lengyel piacon, mint minőségi és funkcionális gyógyászati termékek márkája, amely segíti az egészségre való visszatérést, a mindennapi egészségmegelőzést és az egész család gondozását. A Sanity's® termékportfólió széleskörű orvosi eszközöket és tartozékokat tartalmaz az alapvető diagnosztikai vizsgálatok, az ENT és a rehabilitációs eljárások végrehajtásához, valamint a napi testápolás és a felnőttek és a gyermekek egészségének és higiéniájának ellátásához nyújtott kezelések.

A Sanity's® termékeket a kiváló minőségű és praktikus, felhasználóbarát megoldások jellemzik.

Termékeink megfelelnek a legszigorúbb biztonsági előírásoknak, sikeresen teljesítették a klinikai teszteket, és megkapták a megfelelő tanúsítványokat, amelyek igazolják az EU szabványoknak való megfelelést.

Our values



A **szeretet** az emberiségünk alapja. Az életben meghúz, és azt eredményezi, hogy jobbá válunk.



Az **ápolás** érzéseink és érzékenységünk befolyásolja. A közeli emberek gondozása irányítja tevékenységünket, és megváltoztatja a hétköznapi tárgyakat.



A **segítség** a szerelem és a gondozás jele. Ez magában foglalja az összes, még a legkisebb feladatot is, amelyet a másik személy számára teljesítünk, minden helyzetben törődünk velük.

A HŐMÉRŐ ELŐNYEI

Érintés nélküli mérés mindössze 1 másodperc alatt.

Kiváló minőségű infravörös érzékelő: mindössze egy másodperc alatt biztonságosan mérhető.

A test és a tárgy hőmérsékletének mérése.

A kapcsoló csúsztatásával könnyen megmérheti a test vagy a tárgy hőmérsékletét.

Láz riasztás

Ha a mért hőmérséklet meghaladja a 37,5 ° C-ot, akkor a készülék kétszer sípolással figyelmezteti Önt a lehetséges lázról.


24 memóriakészlet megjelenítése

A memória üzemmódba lépéskor elolvassa az utolsó 24 mért értéket.


Elegáns hőmérő

Aranyos kivitel az egész család számára

A TERMÉK LEÍRÁSA



Aképernyőn lévő képek leírása



SZIMBÓLUMOK

Szimbólumok	Azt jelenti
	Szimbólum "TYPE BF ALKALMAZOTT RÉSZEKRE"
	Gyártó
	Fontos biztonsági utasítások
	Szimbólum a "Megfelelően az MDD 93/42 / EEC követelményekre"
	Tartsd szárazon
	Figyelmesen olvassa el az utasításokat az eszköz használata előtt
	Szimbólum "Környezetvédelem - A háztartási hulladékkal nem szabad eldobni az elektromos termékeket. Kérjük, újrahasznosítsd, hol vannak a létesítmények. Az újrahasznosítással kapcsolatban forduljon helyi hatóságához vagy kiskereskedőjéhez.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A terméket csak a rendeltetési célra használhatja. Vegye figyelembe a biztonsági óvintézkedéseket, amikor gyermekek környékén használja.
- Ezt a hőelemet nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni (nem meríthető).
- A hőmérőt tiszta és száraz helyen tárolja; Kerülje a közvetlen napsugárzást.
- Ne használja a hőmérőt, ha annak felülete sérült, és ne kísérelje meg kijavítani.
- Ne tegye ki a készüléket erős ütéseknek, például a padlóra esésnek. Ne csavarja a testet vagy a fejet az érzékelővel.
- Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja őket.
- Mielőtt mérést végezne a homlokon, ellenőrizze, hogy tiszta és száraz-e, izzadság vagy kozmetikumok nélkül.



FŐBB JELLEMZŐK

1. Tökéletes kialakítás a könnyű és finom használathoz
2. Nagy és tiszta kijelző háttérvilágítással
3. Nincs érintkezés, könnyen tisztítható, biztonságos és pontos
4. Automatikus kikapcsolá
5. Hangjelzés
6. Gyors mérés mindössze 1 másodperc alatt
7. 24 érték tárolása
8. Két működési mód: a tárgy felülete és az emberi test
9. Kevés az akkumulátor
10. Alkáli elemek 2 x AAA (mellékelve)

AZ ELEMOK CSERÉJE

Ez a készülék 2 db 1,5 V-os AAA elemmel rendelkezik. Amikor a képernyőn megjelenik a lemerült akkumulátor képe, ideje ezeket megváltoztatni.

1. Nyissa fel az elemtartó fedelét a készülék hátulján
2. Helyezze be a két elemet polaritásuk szerint, a rekeszben található jelölés szerint.
3. Csukja vissza a rekesz fedelét.
4. Amikor a  szimbólum megjelenik a képernyőn, cserélnie kell az elemeket.






Figyelem:

A használt elemeket nem szabad a háztartási hulladékként ártalmatlanítani. A törvény szerint mindenkinek el kell dobnia az akkumulátort a helyi elektronikai kereskedőn vagy újrahasznosítási ponton keresztül. A következő kódokat nyomtatják a káros anyagokat tartalmazó elemekre: Pb = az akkumulátor ólmot tartalmaz, Cd = az elem tartalmaz kadmiumot, Hg = az elem tartalmaz higanyt. A készülék akkumulátorai nem tartalmaznak káros anyagokat.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A hőmérő indítása és leállítása

1. A hőmérő bekapcsolásához egyszerűen nyomja meg a "  " gombot (a készülék mögött). Megjeleníti az összes elemet az LCD képernyőn, és futtatja az LCD önteszt funkcióját az egyes funkciók ellenőrzéséhez.
2. A készülék memóriakapacitása 24 érték tárolására szolgál. A teszt elvégzése után az utolsó érték jelenik meg a képernyőn.
3. Körülbelül 1 másodperc múlva ° C jelenik meg a képernyőn, jelezve, hogy a hőmérő készen áll a mérések elvégzésére. Ez egy érintésmentes hőmérő, ami azt jelenti, hogy a méréshez nem kell megérintenie a készüléket, hanem csak a homlokától vagy egy másik mérési ponttól 1-3 cm távolságra kell megközelíteni.
4. A hőmérő kikapcsolásához a mérés után csak nyomja meg a "  " gombot.



A MÉRÉS MŰVELETE

Ez a hőmérő felhasználható a homlok és a különféle tárgyak felületének hőmérsékletének mérésére - a felhasználó választhatja meg, hogy miként mérheti a hőmérsékletet igényei szerint.

Az emberi testhőmérséklet mérése

1. Röviden nyomja meg a "  " gombot, majd nyomja meg a "  " gombot a hőmérsékletmérési mód beállításához. A  szimbólum jelzi a homlok hőmérsékletének mérését.
2. Helyezze a hőmérőt a homlokától 2-3 cm-re, majd nyomja meg a START gombot a hőmérséklet méréséhez.



- Ha a hőmérséklet 37,5 ° C alatt van, a mérés után rövid „Bi” sípoló hangot hall.
- Ha a mért hőmérséklet meghaladja a 37,5 ° C-ot, akkor a készülék hatszor figyelmezteti Önt a lehetséges lázról egy "Bi Bi" kettős sípolással.
- Ha a hőmérséklet magasabb vagy egyenlő, mint 43,0 ° C, "Hi ° C" jelenik meg az LCD képernyőn, azaz a hőmérséklet túl magas.
- Ha a hőmérséklet 34,0 ° C alatt van, az LCD-n a "Lo ° C" felirat jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl alacsony.

Az objektum hőmérsékletének mérése.


Egy objektum felületi hőmérsékletének méréséhez aktiválja az  tárgy hőmérsékletének mérési módját.



1. A hőmérő bekapcsolása után röviden nyomja meg a "  " gombot, és a készülék belép az objektum hőmérsékletmérés módjába.
2. Közeledjen a hőmérőhöz, a mérési ponttól 1-3 cm távolságra, majd nyomja meg a START gombot, és a mérési eredmény megjelenik a képernyőn.
 - Ha a hőmérséklet 0–100 ° C, a mérés után rövid „Bi” sípoló hangot hall.
 - Ha a mért hőmérséklet meghaladja a 100 ° C-ot, a "Hi ° C" jelenik meg a képernyőn.
 - Ha a hőmérséklet 0 ° C alatt van, a "Lo ° C" jelenik meg a képernyőn.

OLVASSA EL A 24 TÁROLT ÉRTÉKET

A vezető hőmérő tárolhatja az elvégzett mérések 24 értékét (az egyes értékek száma a hőmérsékletet jelzi), ami lehetővé teszi a hőmérsékleti ingadozások hatékony nyomon követését. Ha a mérések száma meghaladja a 24-et, akkor a legrégebbi érték törlődik a memóriából.



1. Kapcsolja be a hőmérőt, tartsa nyomva a START gombot kb. 1 másodpercig. Jelenik meg a képernyőn, és az utolsó mérés jelenik meg.
2. Minden alkalommal, amikor megnyomja és elengedi a START gombot, a képernyőn megjelenik az első mérés, amelyet a többi követ.

KARBANTARTÁS

1. Tisztítsa meg az érzékelő felületét alkohollal (70% izopropil) átitatott pamutszövettel és ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a termékbe. A mérőérezékelő a készülék legérzékenyebb eleme, ezért gondosan meg kell tisztítani.
2. Puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket enyhe szappanos vízzel. Vigyázzon, nehogy víz kerüljön a készülékbe. Ne használja a hőmérőt addig, amíg jól megszáradt.
3. Ne használjon súrolószert vagy hígítót.
4. Ne karcolja meg a képernyő felületét.

TÁROLÁS

1. Ne használja a hőmérőt, ha a hőmérséklet vagy a páratartalom nem megfelelő (ellenőrizze a műszaki előírásokat), ha közvetlen napfénynek van kitéve, vagy ha a szobában sok por van.
2. Ez a készülék megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42 / EGK irányelvnek, az ASTM E 1965-98 és az EN60601-1-2 európai szabványnak, és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó specifikus adatok vannak kitéve.

MŰSZAKI ADATOK

Termék neve	Sanity FastTemp
Model	AP 3419
Pontosság	0°C~33,9°C / $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ 34,0°C~42,9°C / $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ 43°C~70,0°C / $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ 70°C~100,0°C / $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Működési hőmérséklet	- test üzemmód: 16°C és 40°C - relatív páratartalom: < 85% - objektum mód: 5°C és 40°C
Felbontás	0,1°C
Mérési sebesség	körülbelül 1 másodperc
Mértékegység	Celsius fok ($^{\circ}\text{C}$)
A mérési távolság	1-3 cm-re a mérési ponttól
Riasztási és lázjel (homlokmérési mód)	Rövid hangjelzés, ha a hőmérséklet 37,5 ° C alatt van. Hat rövid kettős hang, ha a hőmérséklet meghaladja a 37,5 ° C-ot.
Emlékezet	24 érték
Automatikus leállítás	60 $\pm$ 20 másodperc
Üzemi áram	<10mA
Áram szüneteltetve	<2uA
Üzemi hőmérséklet	+ 10 ° C és + 40 ° C között
A szállítás / tárolás hőmérséklete	- 10 ° C és + 60 ° C között
Akkumulátor	2 x AAA (1.5V)
Méret	150 x 40 x 51
Súly	51.3 g

GARANCIA

Ez a termék a vásárlás napjától számítva 2 év garanciát vállal, és magában foglalja a termeléssel, az anyagokkal és a munkaerővel kapcsolatos hibákat.

A garancia nem tartalmazza az elemeket és a csomagolást. A jótállás nem vonatkozik a véletlen károokra, a helytelen használatra, a javításra és a jogosulatlan szervizelésre. Minden egyéb igény kizárt.

A termék jótállásának igazolása az átvétel / vásárlási számla alapján történik.

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL Bukarest, tel: +40 21 211 06 52, www.feo.ro.