

Használati utasítás

Szilikon lábujj elválasztó, Hallux Valgus (Bütyök) Korrektor – 2 db

Rendeltetés

A szilikon lábujj elválasztó a hallux valgus (bütyök) okozta kellemetlenségek enyhítésére szolgál. Segít a lábujjak megfelelő helyzetének megtartásában, csökkentheti a nyomást és a dörzsölődést, valamint kényelmesebb járást biztosíthat.

Használat előtt

- Ellenőrizze, hogy a termék tiszta és sérülésmentes legyen.
- Tisztítsa meg és szárítsa meg a lábát.
- Győződjön meg arról, hogy a lábujjközök szárazak.

Használat

1. Helyezze a korrektort a lábujjakra úgy, hogy az egyes lábujjak a kialakított nyílásokba kerüljenek.
2. Igazítsa el a terméket kényelmes pozícióba.
3. Kezdetben napi 30–60 percig viselje.
4. A használati idő fokozatosan napi több órára növelhető.
5. A korrektor viselhető mezítláb, zokniban vagy kényelmes, szélesebb cipőben.

Tisztítás és karbantartás

- Használat után mossa le langyos, enyhén szappanos vízzel.
- Alapos öblítés után hagyja természetes módon megszáradni.
- Ne használjon erős vegyszereket vagy oldószereket.
- Közvetlen napfénytől és hőforrásoktól távol tárolja.

Figyelmeztetések

- Sérült, gyulladt vagy fertőzött bőrfelületen ne használja.
- Erős fájdalom vagy irritáció esetén hagyja abba a használatot.
- A termék nem helyettesíti az orvosi kezelést.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Kizárólag rendeltetésszerű használatra.

Tárolás

- Száraz, hűvös helyen tárolja.
- Kerülje a közvetlen napfényt és a magas hőmérsékletet.

A csomag tartalma

- 2 db szilikon lábujj elválasztó / hallux valgus korrektor

Anyaga: puha, rugalmas, bőrbarát szilikon

Szín: fehér

Méret: univerzális (kb. 9 × 7 cm)

Felhasználás: bőtyök, lábujjdeformitás és lábujjak torlódásának enyhítésére.