

## Magyar Használati Utasítás

### Mini LED Fogfehérítő Készülék (WhiteLight / MiniLight típus)

Köszönjük, hogy a Mini LED Fogfehérítő készüléket választotta! A készülék segít a fogak elszíneződésének csökkentésében és mosolya ragyogóbbá tételében otthoni használat során.

---

#### A csomag tartalma

- ✓ 1 db LED fogfehérítő készülék
  - ✓ Szájrész (harapóka)
  - ✓ Elem(ek) (modelltől függően)
  - ✓ Használati útmutató
- 

#### A készülék részei

- ◆ Bekapcsoló gomb
  - ◆ LED fényforrás
  - ◆ Szilikon szájrész
  - ◆ Elemtartó fedél
- 

#### Első használat

##### 1. Elem behelyezése

- Nyissa ki az elemtartó fedelet.
- Helyezze be az elemeket a polaritásnak megfelelően.
- Zárja vissza a fedelet.

##### 2. Tisztítás

- Az első használat előtt tisztítsa meg a szájrészt langyos vízzel.
  - Törölje szárazra.
- 

#### Használat lépései

##### 1. Fogmosás

A kezelés előtt alaposan mosson fogat.

##### 2. Fogfehérítő gél használata

- Vigyen fel kis mennyiségű fogfehérítő gél a fogakra vagy a szájrész belső felületére.

- Ne használjon túl sok gélt.

### 3. Készülék behelyezése

- Helyezze a szájrészt a fogak közé.
- Finoman harapjon rá.

### 4. Bekapcsolás

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
- A LED fény működésbe lép.

### 5. Kezelési idő

 Ajánlott használati idő:

- 10–15 perc alkalmanként
- Napi 1 alkalom

---

### Használat után

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye ki a szájából.
3. Öblítse le a szájrészt langyos vízzel.
4. Törölje szárazra.
5. Tárolja tiszta, száraz helyen.

---

### Javasolt használat

- ✓ Kávé okozta elszíneződés
- ✓ Tea okozta elszíneződés
- ✓ Dohányzás okozta elszíneződés
- ✓ Általános fogfehérítés

---

### Biztonsági figyelmeztetések

- ⚠ Nem helyettesíti a fogorvosi kezelést.
- ⚠ Sérült vagy érzékeny fogak esetén kérje fogorvosa tanácsát.
- ⚠ Ne használja nyílt szájsebek esetén.
- ⚠ Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

⚠ Ne merítse vízbe az elektronikus részt.

⚠ Kizárólag rendeltetésszerű használatra.

---

### Tisztítás

- A szájrészt minden használat után mossa el.
  - Alkoholos vagy erős vegyszeres tisztítószer ne használjon.
  - Puha ruhával törölje szárazra.
- 

### Tárolás

- Száraz helyen tárolja.
  - Közvetlen napfénytől védje.
  - Hosszabb idejű tárolás esetén az elemeket távolítsa el.
- 

### Rövid használati összefoglaló

- 1 Mosson fogat.
- 2 Vigyen fel fogfehérítő gélt.
- 3 Helyezze be a készüléket.
- 4 Kapcsolja be.
- 5 Használja 10–15 percig.
- 6 Tisztítsa meg használat után.

Lanor Horgászbolt & Medyshop.hu ajánlásával 😊 ✨ 🦷 ❤