

JSL-W302 Hordozható Ultrahangos Inhalátor – Használati Útmutató

Termék bemutatása

A JSL-W302 hordozható ultrahangos inhalátor modern ultrahangos technológiával alakítja a folyékony gyógyszert vagy fiziológiás sóoldatot finom köddé, amely könnyen eljut a légutakba. Ideális megoldás gyermekek és felnőttek számára otthoni és utazás közbeni használatra.

Főbb jellemzők

- Ultrahangos porlasztási technológia
 - Finom ködrészecskék a hatékony inhalálásért
 - Csendes működés
 - Kompakt, hordozható kialakítás
 - USB-ről tölthető
 - Egygombos kezelés
 - Gyermekek és felnőttek számára egyaránt használható
-

A csomag tartalma

- 1 db JSL-W302 inhalátor készülék
 - 1 db felnőtt maszk
 - 1 db gyermek maszk
 - 1 db USB töltőkábel
 - Használati útmutató
-

Első használat előtt

1. Ellenőrizze a készülék és a tartozékok sértetlenségét.
 2. Töltse fel teljesen az akkumulátort.
 3. Tisztítsa meg a gyógyszertartályt és a maszkot.
-

Töltés

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a készülékhez.

2. A másik végét csatlakoztassa USB adapterhez vagy számítógéphez.
 3. A töltésjelző világítani kezd.
 4. Teljes feltöltés után húzza ki a töltőkábelt.
-

Használat

1. A gyógyszer tartály feltöltése

- Nyissa ki a gyógyszer tartály fedelét.
- Töltse bele az orvos által javasolt inhalációs oldatot vagy fiziológiás sóoldatot.
- Ne lépje túl a maximális töltési szintet.

2. A maszk csatlakoztatása

- Válassza ki a megfelelő méretű maszkot.
- Rögzítse a készülékhez.

3. Bekapcsolás

- Nyomja meg a bekapcsológombot.
- A készülék automatikusan megkezdí a porlasztást.

4. Inhalálás

- Helyezze a maszkot az arcára.
- Lélegezzen lassan és egyenletesen.
- Az inhalálás általában 5–15 percig tart.

5. Kikapcsolás

- A kezelés végén kapcsolja ki a készüléket.
 - Ürítse ki a maradék folyadékot.
-

Tisztítás

Minden használat után:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Vegye le a maszkot.
3. Öblítse át a maszkot és a gyógyszer tartályt langyos vízzel.

4. Hagyja teljesen megszáradni.
5. Ne merítse vízbe az elektromos részegységet.

Biztonsági figyelmeztetések

- Kizárólag inhalációs célra használható.
- Csak az orvos által javasolt gyógyszereket használja.
- Illóolajok vagy sűrű folyadékok használata nem ajánlott.
- Gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Ne használja sérült készülék esetén.
- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nem kapcsol be	Töltse fel az akkumulátort
Nincs ködképzés	Ellenőrizze a folyadékszintet
Gyenge porlasztás	Tisztítsa meg a porlasztó egységet
Szokatlan zaj	Ellenőrizze a tartozékok megfelelő rögzítését
Rövid üzemidő	Töltse fel teljesen az akkumulátort

Tárolás

- Száraz, tiszta helyen tárolja.
- Hosszabb használaton kívüli időszak előtt tisztítsa meg.
- Óvja a közvetlen napsütéstől és a nedvességtől.

Műszaki adatok

- Típus: JSL-W302
- Technológia: Ultrahangos porlasztás
- Tápellátás: Beépített akkumulátor / USB töltés

- Alkalmazás: Felnőttek és gyermekek számára
- Működés: Csendes üzem
- Kivitel: Hordozható, kompakt

Felhasználási területek: megfázás, köhögés, légúti irritáció, allergiás tünetek, asztmás kezelések kiegészítése és a légutak nedvesítése orvosi javaslat alapján.