

Backnetix Akupresszúrás Térd- és Lábfájdalom Enyhítő Pánt – Használati Útmutató

Termék bemutatása

A Backnetix akupresszúrás pánt speciális nyomáspont-technológiával készült, amely a térd alatti területen fejti ki hatását. Segíthet a térd, a sípcsont és a láb terhelésének csökkentésében, miközben támogatja a kényelmes mozgást sportolás és mindennapi tevékenységek során.

A csomag tartalma

- 1 db Backnetix akupresszúrás pánt
 - Használati útmutató
-

Felhelyezés

1. Lazítsa meg a tépőzáras pántot.
 2. Helyezze a pántot közvetlenül a térdkalács alá.
 3. Az akupresszúrás betét kerüljön a térdín alá.
 4. Húzza meg a tépőzárát úgy, hogy a pánt stabilan illeszkedjen.
 5. Ügyeljen arra, hogy ne legyen túl szoros.
-

Használat

Sportolás közben

- Futás
- Túrázás
- Kerékpározás
- Tenisz
- Edzőtermi gyakorlatok

A pánt segíthet a térd körüli terhelés mérséklésében és stabilabb érzetet biztosíthat mozgás közben.

Mindennapi használat

- Hosszabb séták során

- Állómunkánál
 - Kerti munkák közben
 - Lépcsőzésnél
-

Javasolt viselési idő

- Kezdeként napi 1-2 óra.
 - Szükség esetén egész nap viselhető.
 - Éjszakai használata nem javasolt.
-

Tisztítás

1. Kézzel mossa langyos vízben.
 2. Enyhe mosószert használjon.
 3. Ne használjon fehérítőt.
 4. Hagyja levegőn megszáradni.
 5. Ne tegye szárítógépbe.
-

Karbantartás

- Rendszeresen ellenőrizze a tépőzár állapotát.
 - Használat után száraz helyen tárolja.
 - Kerülje a közvetlen napsütést és a magas hőmérsékletet.
-

Biztonsági figyelmeztetések

-  Ne húzza túl szorosra a pántot.
-  Ha zsibbadást vagy kellemetlen érzést tapasztal, lazítsa meg vagy vegye le.
-  Nyílt seb vagy sérült bőrfelület esetén ne használja.
-  Gyermekektől távol tartandó.
-  A termék nem minősül orvostechnikai eszköznek, és nem helyettesíti az orvosi kezelést.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Elcsúszik a pánt	Húzza meg megfelelően a tépőzárát
Kényelmetlen viselet	Állítsa át a pozícióját
Bőrirritáció	Vegye le a pántot és tisztítsa meg a bőrfelületet
Nem megfelelő tartás	Ellenőrizze a helyes felhelyezést

Műszaki adatok

- Típus: Akupresszúrás térdpánt
- Anyag: Neoprén és elasztikus szövet
- Rögzítés: Állítható tépőzár
- Méret: Univerzális
- Szín: Fekete
- Kivitel: Unisex

Ajánlott felhasználási területek

- ✓ Futás
- ✓ Túrázás
- ✓ Kerékpározás
- ✓ Fitnesz
- ✓ Tenisz
- ✓ Munkavégzés
- ✓ Hosszabb séták
- ✓ Mindennapi használat

Tipp: A legjobb eredmény érdekében a pántot mindig a térdkalács alatti területre helyezze, és rendszeres használat mellett figyelje a megfelelő illeszkedést és kényelmet.