

Használati útmutató

302-B Pulzoximéter véroxigénszint mérő OLED kijelzővel

A csomag tartalma

- 1 db 302-B pulzoximéter
 - 1 db nyakpánt
 - 1 db használati útmutató
 - (Az elemek típustól függően külön vásárolhatók meg.)
-

Rendeltetés

A 302-B pulzoximéter az ujjbegyen keresztül gyorsan és fájdalommentesen méri:

- Vér oxigéntelítettségét (SpO_2)
- Pulzusszámot (PR bpm)

Otthoni használatra, sportolóknak és egészségügyi állapot ellenőrzésére egyaránt alkalmas.

Első használat

1. Helyezze be az elemeket az elemtartóba.
 2. Nyissa szét a készüléket.
 3. Helyezze be mutató-, középső vagy gyűrűsujját teljesen az érzékelőbe.
 4. A köröm felfelé nézzen.
 5. Nyomja meg a bekapcsoló gombot.
 6. Tartsa mozdulatlanul a kezét 5–10 másodpercig.
 7. Az eredmények megjelennek az OLED kijelzőn.
-

A kijelző jelentése

SpO_2 (%)

- Vér oxigéntelítettsége.

PR bpm

- Pulzusszám (ütés/perc).

Pulzus oszlop

- A pulzus erősségét mutatja.

Elem ikon

- Az elem töltöttségi szintje.
-

Normál értékek

Mérési adat Normál tartomány

SpO₂ 95–100%

Pulzusszám 60–100 ütés/perc (nyugalomban)

A mérési eredmények tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot.

Használati tanácsok

- A mérés alatt ne mozogjon.
 - Hideg kéz esetén melegítse fel az ujját.
 - Erős körömlakk vagy műköröm ronthatja a mérés pontosságát.
 - Erős napfényben ne használja.
 - Várja meg, amíg az értékek stabilizálódnak.
-

Tisztítás

- Puha, enyhén nedves ruhával tisztítsa.
 - Az érzékelőt alkohollal fertőtlenítheti.
 - Ne merítse vízbe.
 - Ne használjon maró tisztítószeret.
-

Tárolás

- Száraz, pormentes helyen tárolja.
- Óvja nedvességtől és közvetlen napsütéstől.

- Hosszabb tárolás esetén vegye ki az elemeket.
-

Biztonsági tudnivalók

- Gyermkektől elzárva tartandó.
 - Ne ejtse le és ne szerelje szét.
 - A készülék nem diagnosztikai eszköz.
 - Rendellenes vagy tartósan alacsony SpO₂ érték esetén forduljon orvoshoz.
-

Műszaki adatok

- Kijelző: OLED
 - Mérési tartomány (SpO₂): 70–100%
 - Pulzusszám mérési tartomány: 30–250 bpm
 - Kijelzés: SpO₂, pulzusszám, pulzus intenzitás
 - Automatikus kikapcsolás: kb. 8 másodperc használaton kívül
 - Tápellátás: 2 db AAA elem
 - Kis méretű, könnyű kivitel
 - Egygombos kezelés
-

Fontos figyelmeztetés

A pulzoximéter által kijelzett értékek kizárólag tájékoztató jellegűek. A készülék nem alkalmas betegségek diagnosztizálására vagy kezelésére. Ha rosszul érez, vagy a mért értékek tartósan eltérnek a normál tartománytól, forduljon kezelőorvosához.