

Használati útmutató

Többfunkciós pórustisztító akkumulátorral (HL-308)

Köszönjük, hogy a **HL-308 Többfunkciós pórustisztító** készüléket választotta! A készülék vákuumos technológiával segít eltávolítani a mitesszereket, faggyút, szennyeződéseket és az elhalt hámsejteket, hogy bőre tisztább és frissebb legyen.

A csomag tartalma

- 1 db HL-308 pórustisztító készülék
 - 4 db cserélhető kezelőfej
 - USB töltőkábel
 - Szűrőbetétek (modelltől függően)
 - Használati útmutató
-

A készülék jellemzői

- Beépített újratölthető akkumulátor
 - USB-ről tölthető
 - 2 fokozatú szívóerő
 - 4 különböző kezelőfej
 - Kompakt és ergonomikus kialakítás
 - Vezeték nélküli használat
 - Egyszerű egygombos kezelés
-

A kezelőfejek használata

Nagy kör alakú fej

- Erősebb szívóhatás
- Mitesszerek és eltömődött pórusok tisztítására
- Főként az orr és a T-zóna kezelésére

Kis kör alakú fej

- Érzékeny bőrre

- Kisebb pórusok tisztítására
- Arc és orr környékére

Ovális fej

- Arc kontúrjának kezelésére
- Finom bőrfeszítő masszázshoz

Mikrodermabráziós fej

- Elhalt hámsejtek eltávolítására
 - A bőr felszínének finom megújítására
-

Első használat előtt

1. Töltse fel teljesen a készüléket.
 2. Tisztítsa meg az arcát arctisztítóval.
 3. Nyissa meg a pórusokat:
 - meleg zuhany után, vagy
 - 5–10 percig meleg törölközővel.
 4. Válassza ki a megfelelő kezelőfejet.
-

A készülék használata

1. Helyezze fel a kívánt fejet.
2. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2–3 másodpercig.
3. Válassza ki a megfelelő szívóerőt.
4. Helyezze a fejet a kezelendő bőrfelületre.
5. A készüléket folyamatosan mozgassa.
6. Egy ponton legfeljebb 2 másodpercig tartsa.

Ajánlott kezelési idő:

- Orr: 2–3 perc
- Áll: 2 perc
- Homlok: 2 perc

- Arc: 3–5 perc

A teljes kezelés ne haladja meg a **10 percet**.

Használat után

- Mossa meg az arcot hideg vízzel.
 - Használjon pórusösszehúzó tonikot.
 - Vigyen fel hidratáló krémet vagy nyugtató szérumot.
 - Vegye le a kezelőfejet, és tisztítsa meg langyos vízzel.
 - A készülék külső részét puha, enyhén nedves kendővel törölje át.
-

Töltés

- USB-kábellet tölthető.
 - Kizárólag 5 V-os USB-töltő használata javasolt.
 - Töltési idő: kb. **2–3 óra**.
 - A LED jelzőfény töltés közben világít, teljes feltöltés után kialszik vagy színt vált (modelltől függően).
-

Fontos biztonsági tudnivalók

Ne használja a készüléket:

- sérült vagy gyulladt bőrön,
- nyílt seben,
- napégés esetén,
- ekcémás vagy fertőzött bőrfelületen,
- szemhéjon vagy szem környékén.

Figyelem!

- Mindig a legalacsonyabb fokozattal kezdje.
- Ugyanazon a területen ne használja túl sokáig.
- Hetente 1–2 alkalom elegendő.

- Gyermekektől elzárva tartandó.
 - Kizárólag külső kozmetikai használatra készült.
-

Tisztítás és karbantartás

- A kezelőfejeket minden használat után tisztítsa meg.
 - Szükség esetén fertőtlenítse 70%-os alkohollal.
 - A készüléket ne merítse vízbe.
 - Tárolja száraz, pormentes helyen.
-

Műszaki adatok

- **Modell:** HL-308
 - **Működés:** Vákuumos pórustisztító
 - **Tápellátás:** Beépített újratölthető akkumulátor
 - **Töltés:** USB
 - **Szívóerő:** 2 fokozat
 - **Kezelőfejek száma:** 4 db
 - **Felhasználási terület:** Arc
 - **Szín:** Rózsaszín
-

Tipp

A legjobb eredmény érdekében a kezelést mindig tiszta, felmelegített bőrön végezze, majd használjon hidratáló vagy nyugtató arckrémeket. Rendszeres használat mellett a bőr tisztább, simább és ápoltabb megjelenésű lehet.