

Használati útmutató

Smart Swab spirálos fültisztító készlet – 16 cserélhető fejjel

Köszönjük, hogy a Smart Swab spirálos fültisztító készletet választotta! A készülék biztonságosabb és higiénikusabb alternatívát kínál a hagyományos fültisztító pálcikákkal szemben, mivel a rugalmas spirálfej segít a fülzsír kíméletes eltávolításában.

A csomag tartalma

- 1 db Smart Swab ergonomikus nyél
 - 16 db cserélhető spirálfej
 - Használati útmutató
-

Főbb jellemzők

- Puha, rugalmas spirálfej
 - 16 db cserélhető fej
 - Ergonomikus markolat
 - Egyszerű csavarós használat
 - Újrahasználható nyél
 - Higiénikus és gazdaságos megoldás
 - Otthoni használatra
-

Használat előtt

- Ellenőrizze, hogy a spirálfej megfelelően rögzült a nyélhez.
 - Csak tiszta és sértetlen fejet használjon.
 - A készüléket kizárólag külső hallójárat tisztítására használja.
-

Használati útmutató

1. A fej felhelyezése

Csavarja a spirálfejet az óramutató járásával megegyező irányba a nyélre, amíg stabilan rögzül.

2. Tisztítás

- Finoman helyezze a spirálfejet a hallójárat bejáratához.
- Ne nyomja mélyen a fülbe.
- Lassan forgassa a nyelet az óramutató járásával megegyező irányba.
- A spirál kialakítása segít a fülzsír összegyűjtésében.

3. Eltávolítás

- Lassan húzza ki a készüléket.
- Csavarja le a használt fejet.
- Szükség esetén helyezzen fel új fejet.

Tisztítás

- A nyelet nedves, puha ruhával törölje át.
- A cserélhető fejek egyszeri vagy korlátozott többszöri használatra ajánlottak, higiéniai okokból rendszeresen cserélje őket.
- Ne használjon agresszív vegyszereket.

Figyelmeztetések

- Ne használja sérült vagy gyulladt fül esetén.
- Ne helyezze mélyen a hallójáratba.
- Erős fájdalom esetén azonnal hagyja abba a használatot.
- Gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- Ne használja dobhártyasérülés vagy fülműtét után orvosi javaslat nélkül.

Műszaki adatok

- Termék: Smart Swab spirálos fültisztító
- Fejek száma: 16 db
- Anyaga: ABS műanyag és puha TPR szilikon
- Szín: fehér-kék

- Használat: kézi működtetés
 - Újrahasználható nyelv: igen
-

Karbantartás

- A nyelet minden használat után tisztítsa meg.
 - A cserélhető fejeket tartsa tiszta, száraz helyen.
 - A készletet por- és nedvességmentes helyen tárolja.
-

Hasznos tippek

- Hetente 1–2 alkalomnál gyakrabban általában nem szükséges használni.
- A legjobb eredmény érdekében a fültisztítást lassú, óvatos mozdulatokkal végezze.
- Minden családtag lehetőleg saját cserélhető fejet használjon a megfelelő higiénia érdekében.
- Ha túlzott fülzsír-felhalmozódást, fájdalmat vagy halláscsökkenést tapasztal, forduljon fül-orr-gégész szakorvoshoz.