

Használati útmutató

Akkumulátoros köpöly szett vákuumos masszázshoz (12 db köpölypohárral)

Köszönjük, hogy az akkumulátoros köpöly szettet választotta! A készülék vákuumos masszázshoz készült, amely segíthet az izmok ellazításában, a vérkeringés serkentésében és a kellemes közérzet támogatásában.

A csomag tartalma

- 1 db akkumulátoros vákuumegység
 - 1 db vákuumcső
 - 12 db különböző méretű köpölypohár
 - USB töltőkábel
 - Használati útmutató
-

A készülék főbb jellemzői

- Akkumulátoros, vezeték nélküli működés
 - Állítható vákuumerő
 - 12 különböző méretű köpöly
 - Egyszerű egygombos kezelés
 - Kompakt és hordozható kialakítás
 - Otthoni és professzionális használatra
-

Első használat előtt

- Ellenőrizze, hogy minden tartozék hiánytalanul megtalálható-e.
 - Az első használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort.
 - Vizsgálja meg, hogy a köpölypoharak sérülésmentesek-e.
 - A kezelendő bőrfelület legyen tiszta és száraz.
-

A készülék feltöltése

1. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt.

2. Töltse fel a készüléket teljesen.
3. Töltés után húzza ki a töltőkábelt.

A töltési idő és az üzemidő a használat intenzitásától függ.

Használat

1. Válassza ki a megfelelő méretű köpölyt.

Kisebb köpölyök:

- arc (csak megfelelő szakértelemmel)
- csukló
- boka
- alkar

Közepes köpölyök:

- váll
- kar
- comb
- vádli

Nagy köpölyök:

- hát
- derék
- has
- farizom

2. Csatlakoztassa a köpölyt

Csatlakoztassa a kiválasztott köpölyt a vákuumcsőhöz.

3. Helyezze fel

- Helyezze a köpölyt a kívánt területre.
- Kapcsolja be a készüléket.

- Állítsa be a kívánt vákuumerősséget.

Mindig alacsony fokozattal kezdje.

4. Kezelési idő

Ajánlott kezelés:

- kezdőknek: 5–8 perc
 - általában: 10–15 perc
 - egy területen maximum 15–20 perc
-

5. Kezelés után

- Kapcsolja ki a készüléket.
 - Engedje ki a vákuumot.
 - Óvatosan távolítsa el a köpölyt.
 - Tisztítsa meg az eszközöket.
-

Ajánlott felhasználási területek

✓ Nyak

✓ Váll

✓ Hát

✓ Derék

✓ Karok

✓ Comb

✓ Vádli

✓ Farizom

Tisztítás

- A köpölyöket langyos, enyhén mosószeres vízzel tisztítsa.

- Puha ruhával törölje szárazra.
 - A készülék elektromos részét ne merítse vízbe.
 - Ne használjon maró tisztítószeret.
-

Tárolás

- Száraz helyen tárolja.
 - Óvja közvetlen napsugárzástól.
 - Gyermekektől elzárva tartsa.
 - Tárolás előtt minden alkatrész legyen száraz.
-

Fontos biztonsági tudnivalók

Ne használja:

- nyílt seben
- égési sérülésen
- fertőzött bőrfelületen
- visszér közvetlen területén
- erős bőrgyulladás esetén
- daganatos elváltozáson
- csonttörés felett
- véralvadási zavar esetén orvosi konzultáció nélkül

Terhesség alatt, illetve krónikus betegség fennállása esetén használat előtt kérje kezelőorvosa tanácsát.

Figyelem

A köpölyözés után átmeneti bőrpír vagy kör alakú elszíneződés jelentkezhets. Ez a vákuumos kezelés természetes velejárója, és általában néhány napon belül elmúlik.

A készülék **nem helyettesíti az orvosi diagnózist vagy kezelést**, kizárólag wellness- és masszázscélú használatra szolgál.

Műszaki adatok

- Tápellátás: Beépített újratölthető akkumulátor
- Töltés: USB
- Vákuum: Állítható
- Köpölyök száma: 12 db
- Anyag: ABS műanyag és átlátszó PC köpölypoharak
- Felhasználás: Otthoni és professzionális masszázs
- Szín: Fehér / Átlátszó

Jó pihenést és kellemes masszázssélményt kívánunk!