

Használati útmutató

KZED 8801 digitális infravörös lázmérő (érintésmentes)

A csomag tartalma

- KZED 8801 digitális infravörös lázmérő
 - Használati útmutató
 - (Típustól függően) 2 db AAA elem
-

Rendeltetésszerű használat

A KZED 8801 érintésmentes infravörös lázmérő alkalmas:

- Testhőmérséklet mérésére homlokon
- Csecsemők, gyermekek és felnőttek mérésére
- Tárgyak és felületek hőmérsékletének mérésére (Surface mód)

Az érintésmentes mérés higiénikus és gyors.

Az első használat előtt

1. Helyezze be az elemeket.
 2. Nyomja meg a bekapcsoló (Trigger) gombot.
 3. Válassza ki a kívánt üzemmódot:
 - Body (testhőmérséklet)
 - Surface (felületi hőmérséklet)
-

Testhőmérséklet mérése

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Állítsa **Body** módba.
3. Tartsa a lázmérőt **3–5 cm** távolságra a homloktól.
4. Nyomja meg a mérőgombot.
5. Körülbelül **1 másodperc** múlva megjelenik az eredmény.

A mérés közben ne mozgassa a készüléket.

Felületi hőmérséklet mérése

1. Válassza ki a **Surface** módot.
 2. Tartsa a készüléket 3–5 cm távolságra.
 3. Nyomja meg a mérőgombot.
 4. A kijelző megjeleníti a mért hőmérsékletet.
-

A kijelző színei

Zöld

- Normál testhőmérséklet
- kb. 32,0–37,3 °C

Sárga

- Enyhe hőemelkedés
- kb. 37,4–38,0 °C

Piros

- Magas láz
 - 38,1 °C felett
-

Memória funkció

A készülék eltárolja a korábbi méréseket.

A **MEM** gomb megnyomásával megtekintheti az előző eredményeket.

Hangjelzés

- Egy rövid sípolás: mérés befejezve.
 - Több gyors sípolás: magas testhőmérséklet.
-

°C / °F váltás

A **SET** gomb segítségével válthat:

- Celsius (°C)
 - Fahrenheit (°F)
-

Elemcsere

Ha a kijelző elem szimbólumot mutat:

1. Kapcsolja ki a készüléket.
 2. Nyissa ki az elemtartó fedelét.
 3. Cserélje ki az elemeket az előírt polaritás szerint.
 4. Zárja vissza a fedelet.
-

Tisztítás

- Puha, száraz vagy enyhén nedves kendővel tisztítsa.
 - Az érzékelőt puha vattapálcával tisztítsa.
 - Ne merítse vízbe.
 - Ne használjon alkoholt vagy maró tisztítószeret közvetlenül az érzékelőn.
-

Tárolás

- Száraz helyen tárolja.
 - Kerülje a közvetlen napsütést.
 - Ne érje ütés vagy leejtés.
 - Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +55 °C között.
-

Fontos tudnivalók

- Mérés előtt várjon legalább 30 percet, ha hideg vagy meleg környezetből érkezett.
 - Izzadt vagy nedves homlokon a mérés pontatlan lehet.
 - Minden mérés előtt ellenőrizze, hogy az érzékelő tiszta legyen.
 - A készülék nem helyettesíti az orvosi diagnózist.
-

Műszaki adatok

- **Termék:** KZED 8801 digitális infravörös lázmérő
- **Mérési idő:** kb. 1 másodperc
- **Mérési távolság:** 3–5 cm
- **Mérési mód:** Test / Felület
- **Kijelző:** LCD háttérvilágítással
- **Mértékegység:** °C / °F
- **Automatikus kikapcsolás:** Igen
- **Memória funkció:** Igen
- **Hangjelzés:** Igen
- **Tápellátás:** 2× AAA elem (modelltől függően)

Ez a használati útmutató jól használható magyar webáruházban vagy a termékhez mellékelt nyomtatott tájékoztatóként is.