

SmileHOME

by Pepita

OKOS SZEMÉLYMÉRLEG

Használati útmutató



Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati utasítást az első üzembe helyezés előtt és őrizze meg későbbi használatra!


FONTOS! A mobiltelefonos applikáció magyar nyelven egyelőre **nem** érhető el, viszont a legelterjedtebb idegen nyelvekre állítható (angol, német, francia, spanyol, olasz, stb.).

Mivel a termékeket (mérleg és applikáció) folyamatosan frissítik és továbbfejlesztik, ezért a használati útmutató képei csak tájékoztató jellegűek.


Specifikáció

	Paraméterek
Termék neve	Smile Home Okos személymérleg
Mérete	26 x 26 x 2,3 cm
Csatlakozási mód	Vezeték nélküli kapcsolat mobiltelefonos applikációval
Tápegység	USB töltés
Kijelző	LCD / LED
Mértékegység	Kg / LB
Mérési tartomány	0.2 - 180 kg
Osztóérték	10 g
Alacsony feszültség jele	LO
Túlterhelés jele	OL

Termékszerkezeti ábrák



Megjegyzés: Az USB töltéshez adatkábel szükséges. A töltési idő kevesebb, mint 2 óra.



A mérleg használata

Óvintézkedések használat előtt:


1. Kérjük, először helyezze a mérleget sík és szilárd talajra! Kerülje a puha talajon történő használatot (például: fa padló, fű, szőnyeg, stb.)!
2. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a mérleg áramellátása! Ennek kivitelezéséhez egyik lábával kissé nehezedjen rá a mérlegre!
3. Amikor a kijelző "0.00" értéket mutat, akkor a súly törlődik. Majd mikor a kijelző fekete lesz, automatikusan leáll, így jelezve a művelet befejezését.

Töltse le és telepítse Android / iOS telefonkészülékre az alkalmazást!

1. módszer: A telepítéshez szkennelje be a termékhez mellékelt QR kódot!



2. módszer: Használja mobil internetes böngészőjét vagy a Google Play / App Store webáruházból töltsse le az OKOK International applikációt!




Az alkalmazásba e-mail címmel, telefonszámmal tud regisztrálni és bejelentkezni.

Amennyiben nem tud bejelentkezni az applikációba:

1. Győződjön meg arról, hogy telefonja internetkapcsolata akadálytalan!
2. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval annak ellenőrzéséhez, hogy az alkalmazás kezeli-e a frissítéseket!
3. Lehetséges, hogy a felhasználónevet már regisztrálta más. (Ha a fenti két pontot kizárta, akkor javasoljuk, hogy a regisztrált név után adjon meg egy számot!)


Kattintson az eszköz-hozzáadás ikonra (Add Device)!



Csatlakoztassa telefonját, Bluetooth segítségével a mérleghez („bind/pair”)!



Kapcsolja be mobiltelefonján a “Bluetooth” és a “Helymeghatározás” („Location Services”) szolgáltatásokat!




Válassza ki az eszközt és csatlakoztassa!



Scale founded, bind it now!



A kijelző felületen keresse ki, majd nyomja meg a mérleg ikont!




Súlymérés

1. Méréskor kapcsolja be telefonján a “Bluetooth” kapcsolatot és a “Helymeghatározás” szolgáltatást!
2. Távolítsa el a védőfóliát a 4 elektróda lap felületéről!
3. Ezután ismét nyomja meg a mérleg ikont (weigh)!
4. Kérjük, álljon rá a mérlegre!



- last time – legutóbbi alkalom
- best in 30 days – legjobb az elmúlt 30 napban
- target weight – kitűzött (cél) súly
- history – előzmények
- weight – súly
- BMI – testtömeg-index
- fat – zsír
- muscle – izom
- water – víz
- visceral fat – zsigeri zsír
- bone mass – csonttömeg
- metabolism – metabolizmus
- obesity degree – elhízás mértéke
- weight without fat – zsírmentes súly



Ennek a felületnek a megjelenése azt jelzi, hogy a teszt sikeres volt. Kattintson rá és megnézheti a mérési adatokat („bind/pair”)! Amennyiben a teszt sikertelennek bizonyult, kérjük, ellenőrizze, hogy az előírt használati módszereket betartotta-e! (A száraz bőr is befolyásolhatja a mérést. Próbálhatja újra a mérést úgy, hogy megmossa, majd fél-szárazra törli a talpait!)

Karbantartás

1. A mérleg felületét enyhén nedves ruhával lehet megtisztítani. Ne használjon maró hatású tisztítószeret!
2. Kérjük, ne tegye a terméket vízbe!
3. A karcolódás elkerülése érdekében, kérjük, ne tegye a mérleget a kijelző felülettel lefelé!
4. Kérjük, tartsa távol a készüléket csecsemőktől és a kisgyermekektől!
5. A termék üvegből készült, ezért fokozottan ügyeljen! Óvja az ütésektől és az esetleges leeséstől!
6. Tárolja száraz, jól szellőző, hűvös helyen!
7. A termék otthoni használatra készült és nem használható kereskedelmi mérésre.

Gyakran ismételt kérdések

1. Miért különbözik a későbbi mérési eredmény a kezdetitől?

Az első használatot követően, vagy mozgatás után az első mérési adatok a termék tömegét is tartalmazzák. Kérjük, újabb mérés előtt várjon, míg a készülék automatikusan kikapcsol!

2. Miért van ekkora differencia a különböző talajokon történő mérések között?

Az elektronikus mérleg érzékenysége miatt használatkor feltétlenül helyezze szilárd és sík talajra! Ha a talaj egyenetlen, vagy puha tárgyakat helyeznek el rajta (például szőnyeget), akkor a mérési adatok pontatlanok lesznek.

3. Miért különböznek a mérési adatok ugyanazon a napon különböző időpontokban?

Normális, ha reggel és este más a testtömeg. A tudományos megfigyelések azt mutatják, hogy az anyagcsere és egyéb tényezők miatt az emberek testsúlya egy nap alatt körülbelül 3,5 kg-ot változhat. A ruhacserék, a test étkezés előtti és utáni, illetve edzés előtti és utáni változásai súlyváltozással járnak.

Milyen esetekben változhatnak a mérési eredmények?

Testmozgás előtt és után	Reggeli és esti mérés	Testtartás	Talajviszonyok
			
			
Mosdóhasználat előtt és után	Viselt ruhamennviséa	Evés előtt és után	Betöltés

Biztonsági előírások



FIGYELEM! A mérleg edzett üvegből készült. Az ön és családja egészségének és tulajdonának biztonsága érdekében kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat!

1. Az elhasznált elemeket ne melegítse és ne dobja tűzbe a robbanás elkerülése érdekében!
2. A mozgáskorlátozott vásárlókat kérjük, végezzék el a méréseket mások segítségével, vagy használjanak segédeszközöket (például kapaszkodókat)!
3. Ne végezzen mérést sötétben, illetve nedves talajon!
4. Ne helyezzen tárgyakat a mérleg alá!
5. Kérjük, a mérést sík és kemény talajon végezze el!
6. A balesetek elkerülése érdekében mellőzze az ugrást mérésakor!



1. A terhes nők és a 70 év feletti idősök, illetve a fluoroszkópiával kezelt, valamint az ödéma tüneteiben szenvedő betegek testzsír aránya eltérő lehet.
2. Kiskorúak esetében fizikai adottságaik miatt a mérés valószínűleg pontatlan lesz, mert nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű adat.
3. A termék használata nem javasolt szívritmus-szabályozóval, illetve más beültetett orvosi berendezéssel rendelkezők számára.

Garancia

Panasz/reklamáció

Reklamáció és panasz benyújtására a www.pepita.hu weboldalon van mód, az *elállás és garancia*, illetve a *reklamáció* menüpontok alatt a megfelelő űrlap kitöltésével.

Garancia

A termékre 1 év gyártói garancia érvényes, amennyiben a terméket rendeltetésszerűen és az előírásoknak megfelelően használták.

Származási hely: Kína

Gyártó: Guangdong ENNO Medical Technology Co., Ltd.

Importőr:

Pepita.hu Zrt.

H-5520 Szeghalom, Kinizsi út 78.

www.pepita.hu segitunk@pepita.hu